


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cox2/Ptgs2ウサギモノクローナル抗体 - P35354

商品番号: CM0009050



前書き

ヒトCOX2/PTGS2を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのCOX2を検出し、炎症、プロスタグランジン合成、炎症解消性メディエーターの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX2/PTGS2 ウサギmAb
備考/別名	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS; COX2/PTGS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5743
GeneID	5743
免疫原	ヒトCOX2/PTGS2 (P35354) のアミノ酸505-604番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35354
タンパク質分子量	69kDa
発送方法	保冷剤