


Anti-Cox2/Ptgs2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q05769

商品番号: CM0024999



前書き

マウスCOX2/PTGS2を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。プロスタグランジン生合成、炎症、および解決経路の研究に適しています。免疫原：アミノ酸101-210領域内の合成ペプチド。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX2/PTGS2 Rabbit pAb
備考/別名	COX2; Cox-2; PES-2; PHS-2; Pgbs2; TIS10; PGHS-2; PHS II; gripghs
種	マウス
GeneID (ヒト)	5743
GeneID	19225
免疫原	マウスCOX2/PTGS2 (NP_035328.2) のアミノ酸101-210領域内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q05769
タンパク質分子量	69 kDa
配送	氷袋