


## Wb、Ihc-P、If、Elisa用抗Cox5Aモノクローナル抗体（Kd検証済み） - P20674

商品番号: CM0010766



### 前書き

ミトコンドリアのシトクロムcオキシダーゼサブユニットであるヒトCOX5Aを標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応します。ミトコンドリアおよび代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                          |
|-------------|----------------------------|
| 製品名         | [KD検証済み] COX5AウサギmAb       |
| 備考/別名       | VA; COX; COX-VA; MC4DN20   |
| 種           | ヒト                         |
| GeneID (ヒト) | 9377                       |
| GeneID      | 9377                       |
| 免疫原         | 組換えタンパク質                   |
| 由来          | ウサギ                        |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                  |
| 用途          | WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                 |
| SWISS       | P20674                     |
| タンパク質分子量    | 17kDa                      |
| 輸送          | 保冷バッグ                      |