


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cox5A ウサギポリクローナル抗体 - P20674

商品番号: CM0022173



前書き

ヒトCOX5Aを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ノックアウトモデルで検証済みです。WB、IHC-P、ELISAへの使用に適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。分子量16 kDaのミトコンドリアタンパク質を検出し、酸化的リン酸化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] COX5A Rabbit pAb
備考/別名	COX5A; COX; COX-VA; VA; チトクロムcオキシダーゼサブユニット5A; 5A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9377
遺伝子ID	9377
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCOX5A (NP_004246.2) のアミノ酸1～150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20674
タンパク質分子量	16kDa
発送方法	氷袋梱包