


抗Cox5Aウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P20674

商品番号: CM0027234



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギポリクローナル抗COX5A抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリア複合体IV研究に適しています。SWISS: P20674。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX5A Rabbit pAb
備考／別名	VA; COX; COX-VA; MC4DN20; COX5A
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	9377
GeneID	9377
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCOX5A（NP_004246.2）のアミノ酸1-150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20674
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	保冷剤