


Wb用抗Cox5Bウサギモノクローナル抗体 - P10606

商品番号: CM0006644



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みの抗COX5Bウサギモノクローナル抗体です。ミトコンドリア呼吸鎖に存在するチトクロムcオキシダーゼの13 kDaサブユニットである、ヒト、マウス、ラットのCOX5Bを認識します。ミトコンドリアおよび代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX5B ウサギmAb
備考／別名	COX5B; COXVB; cytochrome c oxidase subunit 5B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1329
免疫原	ヒトCOX5B (NP_001853.2) のアミノ酸29-129番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10606
タンパク質分子量	13 kDa
発送方法	保冷剤