


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Cox5B ウサギ ポリクローナル抗体 - P10606

商品番号: CM0025308



前書き

COX5B ウサギ pAbは、ミトコンドリアチトクロムcオキシダーゼサブユニット5Bを標的とし、WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットに反応します。14kDa。酸化的リン酸化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX5B ウサギ pAb
備考/別名	COXVB; COX5B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1329
GeneID	1329
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCOX5B (NP_001853.2)のアミノ酸32-129に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10606
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ