


Anti-Cox6A1 ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応） - P12074

商品番号: CM0028157



前書き

ミトコンドリアのシトクロムcオキシダーゼサブユニットであるCOX6A1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。酸化的リン酸化の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX6A1 Rabbit pAb
備考/別名	COX6A; CMTRID; COX6AL; COX6A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	I337
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12074
タンパク質分子量	12kDa
配送条件	氷袋