


Anti-Cox6B1 ウサギモノクローナル抗体（Wb, Ihc-P, Elisa対応） - P14854

商品番号: CM0004848



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのヒトCOX6B1に対するウサギモノクローナル抗体です。ミトコンドリアのチトクロムcオキシダーゼ、酸化リン酸化、ミトコンドリア病の研究に最適です。モノクローナルでヒトに反応性を示し、タンパク質分子量は約10kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX6B1 ウサギmAb
備考／別名	COXG; COX6B; MC4DN7; COXVIb1; COX6B1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1340
GeneID	1340
免疫原	ヒトCOX6B1 (P14854) のアミノ酸1〜86番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P14854
タンパク質分子量	10kDa
発送方法	保冷剤