


抗Cox6B1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P14854

商品番号: CM0027702



前書き

ヒトCOX6B1（シトクロムcオキシダーゼサブユニット6B1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。ミトコンドリアの酸化的リン酸化研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX6B1 ウサギpAb
備考/別名	COXG; COX6B; MC4DN7; COXVIb1; COX6B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1340
遺伝子ID	1340
免疫原	ヒトCOX6B1のアミノ酸1-86に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001854.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P14854
タンパク質重量	10kDa
配送	アイスバッグ