


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Cox6B1 ウサギ ポリクローナル抗体 - P14854

商品番号: CM0014735



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗COX6B1 ウサギ

ポリクローナル抗体。ヒトCOX6B1を検出し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ミトコンドリア呼吸鎖複合体IVの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX6B1 ウサギ pAb
備考/別名	COXG; COX6B; MC4DN7; COXVIb1; COX6B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1340
遺伝子ID	1340
免疫原	ヒトCOX6B1 (NP_001854.1) のアミノ酸1-86に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P14854
タンパク質分子量	10kDa
輸送	保冷バッグ