


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Cox6C ポリクローナル抗体 - P09669

商品番号: CM0020015



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みのCOX6Cウサギポリクローナル抗体。ヒトとマウスのCOX6Cを認識します。COX6Cは酸化的リン酸化に不可欠なミトコンドリアシトクロムcオキシダーゼのサブユニットです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX6C ウサギ pAb
備考/別名	COX6C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1345
GeneID	1345
免疫原	合成ペプチド ヒトCOX6C (NP_004365.1) のアミノ酸1-75に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P09669
タンパク質重量	9kDa
発送	保冷剤付き