

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cox7A1ポリクローナル抗体 - P24310

商品番号: CM0017237

前書き

COX7A1（シトクロムcオキシダーゼサブユニット7A1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのCOX7A1を検出します。ミトコンドリア呼吸鎖複合体IVおよび酸化的リン酸化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX7A1ウサギpAb
別名	COX7A; COX7AH; COX7AM; COX7A1
種	ヒト
遺伝子ID	1346（ヒト）
免疫原	ヒトCOX7A1（NP_001855.1）のアミノ酸1〜79に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24310
タンパク質分子量	9 kDa
輸送条件	保冷バッグ