

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Cox7A1 ウサギモノクローナル抗体 - P24310

商品番号: CM0003815

前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISA用に検証済みの高品質な抗COX7A1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCOX7A1に反応します。ミトコンドリア複合体IVの組み立てと呼吸鎖超複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX7A1 ウサギ mAb
備考/別名	COX7A; COX7AH; COX7AM; COX7A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1346
GeneID	1346
免疫原	ヒトCOX7A1 (NP_001855.1) のアミノ酸1-79内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24310
タンパク質分子量	9kDa
発送	保冷バッグ