


Anti-Cox7A2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P14406

商品番号: CM0026732



前書き

ヒトCOX7A2（シトクロムcオキシダーゼサブユニット7A2、COX VIIa-L）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ミトコンドリアの酸化的リン酸化および複合体IVのアセンブリの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX7A2 Rabbit pAb
備考/別名	VIIAL; COX7AL; COX7AL1; COXVIIAL; COXVIIa-L; COX7A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1347
GeneID	1347
免疫原	ヒトCOX7A2 (NP_001856.2) のアミノ酸33-115に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P14406
タンパク質分子量	9kDa
配送	アイスパック