

抗Cox7A2Lモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O14548

商品番号: CM0010025

前書き

KD検証済みのヒトCOX7A2L/SCAF1を標的とするウサギモノクローナル抗体です。マウスおよびラットと交差反応します。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しており、ミトコンドリア呼吸スーパー複合体（レスピラソーム）の集合とエネルギー代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] COX7A2L ウサギmAb
備考/別名	EB1; SCAF1; SCAFI; SIG81; COX7AR; COX7RP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9167
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14548
タンパク質分子量	13kDa
輸送方法	保冷剤