

Wb、Elisa用 抗Cox7A2L ウサギポリクローナル抗体 - O14548

商品番号: CM0027949

前書き

COX7A2Lウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットのCOX7A2L（SCAF1）を検出します。N末端領域を標的とした組換え免疫原。ミトコンドリア呼吸鎖スーパー複合体の形成とエネルギー代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX7A2L ウサギ pAb
備考/別名	EB1, SCAFI, SCAFI, SIG81, COX7AR, COX7RP, COX7A2L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9167
GeneID	9167
免疫原	ヒトCOX7A2L (NP_004709.2) のアミノ酸1-114に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14548
タンパク質分子量	13kDa
輸送	氷袋