

## Anti-Cox7A2L ウサギポリクローナル抗体（Kd検証済み）Wb・Elisa用 - O14548

商品番号: CM0022357

前書き

COX7A2L（SCAF1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの使用が検証済みです。ミトコンドリア呼吸鎖スーパー複合体の形成に関与しており、ヒト試料を用いた研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 製品名       | [KD検証済み] COX7A2L ウサギpAb                                    |
| 別名        | EB1; SCAFI; SCAFI; SIG81; COX7AR; COX7RP; [KD検証済み] COX7A2L |
| 対象種       | ヒト                                                         |
| 遺伝子ID（ヒト） | 9167                                                       |
| 遺伝子ID     | 9167                                                       |
| 免疫原       | ヒトCOX7A2L（NP_004709.2）のアミノ酸1-114番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質      |
| 起源        | ウサギ                                                        |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                                  |
| 用途        | WB、ELISA                                                   |
| 交差反応性     | ヒト                                                         |
| SWISS     | O14548                                                     |
| タンパク質分子量  | 13kDa                                                      |
| 輸送方法      | 氷袋梱包                                                       |