


Wb・Elisa用抗Cox8Aウサギポリクローナル抗体 - P10176

商品番号: CM0025866



前書き

WB、ELISAで検証済みのCOX8Aウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウスと反応します。標的はミトコンドリアのチトクロムcオキシダーゼサブユニット8A（P10176）、分子量は8kDaです。ミトコンドリア呼吸鎖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX8A Rabbit pAb
別名	COX; COX8; VIII; COX8L; COX8-2; VIII-L; MC4DN15; COX8A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1351
GeneID	1351
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCOX8A（NP_004065.1）のアミノ酸1-69番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10176
タンパク質分子量	8kDa
輸送方法	保冷剤