

Wb、Elisa用抗Cpa4（カルボキシペプチダーゼA4）ポリクローナル抗体 - Q9Ui42

商品番号: CM0021722



前書き

ヒトCPA4（カルボキシペプチダーゼA4）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。メタロプロテアーゼ機能やペプチドホルモン異化作用の研究に適しています。研究用途に限り使用可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPA4 ウサギpAb
略号/別名	CPA3; CPA4
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	51200
免疫原	ヒトCPA4（NP_057436.2）のアミノ酸114～280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UI42
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	保冷剤