

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cpa6ウサギポリクローナル抗体 - Q8N4T0

商品番号: CM0016167

前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの抗CPA6ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCPA6（51kDa）を検出します。このタンパク質は神経ペプチドプロセッシングに関与する分泌型カルボキシペプチダーゼで、てんかんに関連付けられています。SWISS: Q8N4T0。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPA6 ウサギ pAb
別名	CPAH; ETL5; FEB11; CPA6
対象種	ヒト
遺伝子ID	57094
免疫原	ヒトCPA6（NP_065094.3）のアミノ酸130-437に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N4T0
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤