

Wb、Elisa用抗Cpb1ウサギポリクローナル抗体 - P15086

商品番号: CM0014525



前書き

ヒトCPB1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットと交差反応します。腓カルボキシペプチダーゼBの研究およびIVDアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPB1ウサギpAb
備考／別名	CPB; PASP; PCPB; CPB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1360
免疫原	ヒトCPB1 (NP_001862.2) のアミノ酸111〜417に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15086
タンパク質分子量	47 kDa
輸送	保冷バッグ