

WbおよびElisa用Anti-Cpeウサギポリクローナル抗体 - P16870

商品番号: CM0028238

前書き

カルボキシペプチダーゼE（CPE）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。神経内分泌生物学およびホルモン処理の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	CPE Rabbit pAb
備考/別名	CPH; BDVS; IDDHH; CPE
種	ヒト
遺伝子ID	1363
免疫原	ヒトCPE（NP_001864.1）のアミノ酸257-476に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P16870
タンパク質分子量	53kDa
配送	アイスバッグ