

抗Cpeb3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q8Ne35

商品番号: CM0018954



前書き

ヒトCPEB3を標的とするウサギポリクローナル抗体（SWISS: Q8NE35）で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。記憶とシナプス可塑性における翻訳制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPEB3 Rabbit pAb
略号/別名	CPEB3
対象種	ヒト
遺伝子ID	22849 (ヒト)
免疫原	ヒトCPEB3 (NP_055727.3) のアミノ酸150-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NE35
タンパク質分子量	76kDa
発送方法	保冷剤