

## Wb、Elisa用抗Cplx2ポリクローナル抗体 - Q6Puv4

商品番号: CM0024842

### 前書き

ヒトCPLX2（コンプレキシン-2）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。シナプス小胞エキソサイトーシスおよび神経疾患研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | CPLX2 ウサギpAb                                        |
| 備考/別名      | CPX2; Hfb1; 921-L; CPX-2; CPLX2                     |
| 生物種        | ヒト                                                  |
| GeneID（ヒト） | 10814                                               |
| GeneID     | 10814                                               |
| 免疫原        | ヒトCPLX2（NP_006641.1）のアミノ酸1-134番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                           |
| 適用途        | WB、ELISA                                            |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS      | Q6PUV4                                              |
| タンパク質分子量   | 15kDa                                               |
| 配送方法       | 氷袋                                                  |