

## WbおよびElisa用抗Cpne3ポリクローナル抗体 - O75131

商品番号: CM0017596

## 前書き

ウェスタンブロッティング（WB）およびELISAで検証済みのウサギ由来抗CPNE3ポリクローナル抗体です。ERBB2を介した腫瘍細胞遊走に関与するカルシウム依存性リン脂質結合タンパク質であるヒトおよびマウスCPNE3を認識します。がんおよび細胞シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | CPNE3 ウサギ pAb                                           |
| 備考/別名       | CPN3, PRO1071, CPNE3                                    |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 8895                                                    |
| GeneID      | 8895                                                    |
| 免疫原         | ヒトCPNE3 (NP_003900.1) のアミノ酸238-537番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| 用途          | WB、ELISA                                                |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                  |
| SWISS       | O75131                                                  |
| タンパク質分子量    | 60kDa                                                   |
| 発送方法        | 氷袋                                                      |