

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Cpoxウサギポリクローナル抗体 - P36551

商品番号: CM0028456



前書き

ヒトCPOXを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性があります。ヘム生合成およびミトコンドリア研究に適しています。免疫原：組換えCPOX (aa111-454)。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPOXウサギpAb
備考/別名	COX; CPO; CPX; HCP; HARPO; CPOX
種	ヒト
遺伝子ID	1371
免疫原	ヒトCPOX (NP_000088.3)のアミノ酸111-454に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36551
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ