


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cps1ラビットモノクローナル抗体 - P31327

商品番号: CM0006612



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISA用CPS1ラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCPS1を検出します。尿素サイクルおよびアンモニア代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPS1 Rabbit mAb
備考/別名	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
種	ヒト
GeneID	1373
免疫原	ヒトCPS1 (NP_001116105.1) のアミノ酸1356-1482に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31327
タンパク質分子量	165kDa
配送	氷袋