


抗Cps1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P31327

商品番号: CM0026068



前書き

ヒトCPS1（CPSase

I）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のCPS1を検出し、尿素回路およびアンモニア解毒研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPS1 ウサギpAb
備考/別名	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1373
遺伝子ID	1373
免疫原	ヒトCPS1（NP_001866.2）のアミノ酸750～970に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31327
タンパク質分子量	165kDa
発送方法	氷袋