


Cpsf1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q10570

商品番号: CM0024336



前書き

切断・ポリアデニル化特異的因子サブユニットであるヒトCPSF1（CPSF160）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。プレmRNAの3'末端形成および遺伝子発現調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPSF1 ウサギpAb
備考／別名	MYP27; CPSF160; P/cl.18; HSU37012; CPSF1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	29894
GeneID	29894
免疫原	ヒトCPSF1（NP_037423.2）のアミノ酸700-950番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q10570
タンパク質分子量	161kDa
発送方法	氷袋