

Wb、Elisa用抗Cpsf2ポリクローナル抗体 - Q9P2I0

商品番号: CM0025882



前書き

ヒトCPSF2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性を示します。プレmRNAの3'末端プロセシングおよびヒストンmRNAの成熟の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPSF2 ウサギ pAb
略称/別名	CPSF100; CPSF2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	53981
GeneID	53981
免疫原	ヒトCPSF2 (NP_059133.1) のアミノ酸450~700番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P2I0
タンパク質分子量	88kDa
輸送方法	氷袋