

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Cpsf3Lウサギポリクローナル抗体 - Q5Ta45

商品番号: CM0029933



前書き

ヒトCPSF3L/INTS11に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。転写終結とインテグレーター複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPSF3L ウサギ pAb
備考/別名	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54973
遺伝子ID	54973
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5TA45
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷バッグ