

Anti-Cpsf4Lポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - A6Nmk7

商品番号: CM0019713

前書き

マウスCpsf4lを標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。
マウスサンプルにおけるmRNAプロセッシングおよび遺伝子調節の研究に適しています。21
kDaのタンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cpsf4l Rabbit pAb
備考/別名	D11Ert636e; 0610010C04Rik; 1500000C01Rik; Cpsf4l
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	642843
遺伝子ID	52670
免疫原	マウスCpsf4l (NP_080958.2) のアミノ酸1-228に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	A6NMK7
タンパク質分子量	21kDa
配送方法	氷袋