

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Cpsf6ポリクローナル抗体 - Q16630

商品番号: CM0026427



前書き

CPSF6

(CFIm68)を標的とするウサギポリクローナル抗体。

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのCPSF6 (59 kDa)を検出。mRNA 3'末端処理および選択的ポリアデニル化における重要な因子。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPSF6 ウサギ pAb
備考/別名	CFIM; CFIM68; CFIM72; HPBRII-4; HPBRII-7; CPSF6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11052
GeneID	11052
免疫原	ヒトCPSF6 (NP_008938.2)のアミノ酸1-330に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16630
タンパク質分子量	59kDa
発送	保冷バッグ