

Wb、Ip、Elisa用 抗Cpsf73 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Ukf6

商品番号: CM0004691



前書き

CPSF73を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。mRNA 3'末端処理およびヒストンmRNA切断の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPSF73 ウサギ mAb
備考/別名	CPSF73; NEDMHS; CPSF-73; NEDMHSN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51692
遺伝子ID	51692
免疫原	ヒトCPSF3 (Q9UKF6) のアミノ酸585-684に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKF6
タンパク質分子量	77kDa
発送	保冷バッグ