

ウエスタンブロット、If/Icc、If-P、Ihc-P、Ip、Elisa用

抗Cpt1Aウサギモノクローナル抗体 - P50416

商品番号: CM0010549



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、IF-P、IHC-P、IP、ELISA用に検証済みの高品質なウサギモノクローナル抗CPT1A抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。脂肪酸酸化、ミトコンドリア取り込み、肝臓代謝の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPT1A ウサギ mAb
備考/別名	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1374
GeneID	1374
免疫原	ヒトCPT1A (NP_001867.2)のアミノ酸520-720に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50416
タンパク質分子量	88kDa
発送	保冷バッグ