

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cpt1Aウサギモノクローナル抗体 - P50416

商品番号: CM0007068



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用のKOバリデーション済みCPT1Aウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。脂肪酸酸化に不可欠なカルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ1Aの肝臓アイソフォームを標的とします。代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] CPT1AウサギmAb
備考/別名	CPT1; CPT1-L; L-CPT1; CPT1A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1374
遺伝子ID	1374
免疫原	ヒトCPT1Aの組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50416
タンパク質分子量	88 kDa
発送方法	保冷剤