

Wb、If/Icc、Elisa用抗Cpt1Cウサギポリクローナル抗体 - Q8Tcg5

商品番号: CM0014169



前書き

ヒトCPT1C (Q8TCG5) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。神経細胞のパルミトイルチオエステラーゼおよび脂質代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPT1CウサギpAb
備考／別名	CATLI; CPT1P; CPTIC; SPG73; CPT1-B; CPTI-B; CPTIC
種	ヒト
GeneID	126129
免疫原	ヒトCPTIC (NP_001129524.1) のアミノ酸270～400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TCG5
タンパク質分子量	91 kDa
輸送	保冷バッグ