

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cpt2ポリクローナル抗体 - P23786

商品番号: CM0017497

前書き

ヒトCPT2を標的とするウサギポリクローナル抗体。

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。脂肪酸のベータ酸化に必須の約74 kDaミトコンドリアタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPT2ウサギpAb
備考／別名	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1376
GeneID	1376
免疫原	ヒトCPT2 (NP_000089.1) のアミノ酸404～658に相当する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23786
タンパク質分子量	74 kDa
輸送	保冷バッグ