

Wb・Elisa用抗Cpt2ウサギモノクローナル抗体 - P23786

商品番号: CM0003273

前書き

ヒト、マウス、ラットにおいてWBおよびELISAで実証済みの抗CPT2ウサギモノクローナル抗体。脂肪酸β酸化に必須なミトコンドリアCPT2を標的とし、代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPT2 ウサギmAb
別名	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1376
遺伝子ID	1376
免疫原	合成ペプチド：ヒトCPT2 (P23786) のアミノ酸559-658領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P23786
タンパク質分子量	74kDa
発送方法	氷袋梱包