

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cpt2 ウサギ ポリクローナル抗体 - P23786

商品番号: CM0026765

前書き

ヒトCPT2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。脂肪酸代謝およびミトコンドリア研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPT2 ウサギ pAb
備考/別名	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
種	ヒト
GeneID	1376
免疫原	ヒトCPT2 (NP_000089.1) のアミノ酸420-658に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23786
タンパク質重量	74kDa
発送	保冷バッグ