

抗Cpvlウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H3G5

商品番号: CM0013400

前書き

ヒトCPVLを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットのオルソログを検出します。マクロファージにおけるリソソームカルボキシペプチダーゼの機能、食作用、抗原提示の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPVL ウサギ pAb
別名	HVLP; CPVL
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	54504
遺伝子ID	54504
免疫原	ヒトCPVL（NP_061902.2）のアミノ酸127～476に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9H3G5
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	氷袋