

WbおよびElisa用抗Cpxm1ポリクローナル抗体 - Q96Sm3

商品番号: CM0021908

前書き

ヒトCPXM1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。ヒトおよびマウスのCPXM1を検出し、予測分子量は82 kDaです。細胞間相互作用およびメタロプロテアーゼ生物学の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPXM1ウサギpAb
備考/別名	CPX1; CPXM; CPXM1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	56265
GeneID	56265
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCPXM1（Q96SM3）のアミノ酸435～734に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96SM3
タンパク質重量	82kDa
輸送	保冷バッグ