

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cr2/Cd21モノクローナル抗体 - P20023

商品番号: CM0006765



前書き

ヒトCR2/CD21（補体受容体タイプ2）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。B細胞活性化、補体経路、EBV受容体相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CR2/CD21 ウサギ mAb
備考/別名	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1380
GeneID	1380
免疫原	合成ペプチド ヒトCR2/CD21 (NP_001868.2) のアミノ酸934-1033に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P20023
タンパク質分子量	113kDa
配送	保冷バッグ