

Wb、If-P、Elisa用抗Cr2/Cd21ウサギモノクローナル抗体 - P20023

商品番号: CM0003166



前書き

ヒトCR2/CD21（補体受容体2型）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびラットと反応します。免疫原は細胞内ペプチド（アミノ酸934-1033番）です。B細胞シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CR2/CD21 ウサギmAb
別名	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1380
GeneID	1380
免疫原	合成ペプチド：ヒトCR2/CD21（P20023）のアミノ酸934-1033番領域の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P20023
タンパク質分子量	113 kDa
配送方法	保冷剤