

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cr2/Cd21ウサギモノクローナル抗体 - P20023

商品番号: CM0007692



前書き

ヒトCR2/CD21に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。B細胞受容体、補体系、エプスタイン・バーウイルス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CR2/CD21ウサギmAb
備考／別名	CR ; C3DR ; CD21 ; CVID7 ; SLEB9 ; CR2/CD21
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1380
遺伝子ID	1380
免疫原	ヒトCR2/CD21のアミノ酸933～1033に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001868.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20023
タンパク質分子量	113kDa
配送	保冷バッグ