

Wb、Ihc、If、Elisa用抗Cr2/Cd21ウサギポリクローナル抗体 - P20023

商品番号: CM0028269



前書き

WB、IF、IHC、ELISA用途向け抗CR2/CD21ウサギポリクローナル抗体（遺伝子ID: 1380）です。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。補体受容体2型（CD21）であるエプスタイン・バーウイルス受容体かつB細胞共受容体を標的とした組換え免疫原を使用しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CR2/CD21 ウサギpAb
別名	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1380
遺伝子ID	1380
免疫原	ヒトCR2/CD21 (NP_001006659.1) のアミノ酸300～590番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20023
タンパク質分子量	113kDa
発送方法	保冷剤