

抗Crabp1モノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用途） - P29762

商品番号: CM0011409



前書き

CamelBioは、WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済みの抗CRABP1ウサギモノクローナル抗体を提供しています。レチノイドシグナル伝達に関与する細胞質レチノイン酸結合タンパク質であるヒト、マウス、ラットのCRABP1を検出し、細胞内レチノイン酸研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRABP1 ウサギ mAb
別名	RBP5; CRABP; CRABPI; CRABP-I; CRABP1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1381
GeneID	1381
免疫原	ヒトCRABP1（P29762）のアミノ酸58～137番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29762
タンパク質分子量	16kDa
発送	氷袋梱包