


Wb、If/Icc、Elisa用抗Crabp2ポリクローナル抗体 - P29373

商品番号: CM0027351



前書き

CRABP2ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のCRABP2を検出し、レチノイン酸シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRABP2 Rabbit pAb
備考/別名	RBP6; CRABP-II; CRABP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1382
遺伝子ID	1382
免疫原	組換えタンパク質。ヒトCRABP2 (NP_001869.1) のアミノ酸22～94番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29373
タンパク質分子量	16kDa
配送	氷袋