

Wb、Elisa用抗Cracr2Aウサギポリクローナル抗体 - Q9Bsw2

商品番号: CM0017120



前書き

CRACR2A (RAB46/EFCAB4B) に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ストアオペレーテッドCa²⁺

流入、CRACチャネル制御、T細胞シグナル伝達に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRACR2A Rabbit pAb
別名	RAB46; EFCAB4B; CRACR2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84766
GeneID	84766
免疫原	ヒトCRACR2A (NP_001138430.1) のアミノ酸1〜200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BSW2
タンパク質分子量	83kDa
輸送方法	保冷剤